

HEXIS
CIENTÍFICA

WATER QUALITY PLATAFORM

Soluções e Serviços para
Laboratórios, Processos
e Meio Ambiente



HEXIS É
A HACH
DO BRASIL

HEXIS

SOLUÇÕES EM SERVIÇOS

A Hexis oferece uma gama **completa de serviços** para o seu laboratório e processos.

CONTRATO DE MANUTENÇÃO

- Atendimento emergencial e cronograma de atendimento.

SERVIÇO DO DIA

- Manutenção preventiva e calibração em um único dia.

ATENDIMENTO IN LOCO

- Realizamos diversos serviços em sua planta.

TREINAMENTOS | ÁREA SUPORTE TÉCNICO

- Treinamento de Análise Direcionado às Metodologias da HACH;
- Treinamento a Distância para Equipamentos de Bancada das Marcas: HACH / THERMO;
- Treinamento in loco (no cliente) ou na Hexis para Equipamentos de Bancada das Marcas: HACH / THERMO.

A Hexis é a única empresa no Brasil autorizada a realizar manutenções em equipamentos Hach



CALIBRAÇÃO RBC

- Medidores de DBO e OD
- pHmetros, condutivímetros, Íon Seletivo Fluoreto e temperatura
- Qualificações em Estufas, Banhos, Muflas, Geladeiras, Freezers e Ultra- Freezers.
- Incubadoras
- Reatores de DQO
- Espectrofotômetros
- Equipamentos Volumétricos



Para compra de peças originais, manutenção, start up, treinamento, comissionamento, validação ou qualquer outro tipo de serviço, solicite suas cotações através do e-mail: duvida@hexis.com.br

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

De segunda à sexta das 7h30 às 17h30 | 11 4589-2774

ÁREA DE ENGENHARIA E PROJETOS



Um dos diferenciais da Hexis é a nossa área de Engenharia & Projetos.

Atendimentos às exigências da cada cliente com soluções personalizadas e projetos exclusivos que vão ao encontro de cada especificação e parâmetros.

Trabalhamos de acordo com as normas S.W.E.W.W, NR10, NR13, NBR5410, ASTM Seção 11.01/02/04 e normas regulamentadoras Petrobras, Farmacêuticas e outras ASTM'S.

Projetos executados:

- Painel - Gabinete - Shelter;
- Sistema de amostragem;
- Diluidor;
- Laboratório Móvel;
- Skid de controle e dosagem;
- Boias de monitoramento ambiental.

Entre em contato com nossa equipe técnica: projetos@hexis.com.br | 11 4589 2725 ou 11 4589 2763



Reagentes Analíticos para Controle de Qualidade com grau de Pureza PA/PA-ACS.

- Ácidos
- Bases
- Sais
- Solventes
- Corantes



Padrões de alta pureza, com certificado de análises e rastreabilidade NIST / RBC.

- pH
- Condutividade
- Espectrofotometria
- Íon Seletivo
- Cromatografia de íons
- Absorção Atômica
- Plasma-ICP
- Cromatografia Gasosa (Padrões Orgânicos-pesticidas)
- Fluorescência de raio X
- Organometálicos

Agilent Technologies

Consumíveis em geral para:

- Cromatografia Líquida e Gasosa
- Espectroscopia Atômica (AA, ICP-OES, ICP-MS e MP-AES)
- Espectroscopia Molecular (UV-Vis, UV-Vis-NIR, Fluorescência e FTIR)
- Produtos para Preparação de Amostra (SPE, SLE, Filtro seringa e Quechers)
- Crosslab - Consumíveis em geral para equipamentos não Agilent, incluindo Bruker/Varian, CTC, PerkinElmer, Waters, Thermo/Dionex e Shimadzu




Meios de cultura para microbiologia em geral

- Fácil diluição - meio em pó
- Tampa com fechamento especial evitando umidade
- Embalagens: 500g / 2kg / 10kg



- Kit para análise de diversos antibióticos em leite
- **EPIC:** Sistema de identificação da presença de microorganismos em produtos UHT, para liberação do produto em 36 horas
- Sistemas Charm II para detecção de resíduos de antibióticos em diferentes matrizes
- Diversos kits para análises de micotoxinas
- Monitoramento de higiene por ATP



Authorized Distributor

Equipamentos para preparo de amostra

- Estufas
- Incubadoras
- Refrigeradores
- Freezers
- Agitadores Magnéticos
- Banhos
- Placas Aquecedoras
- Pipetas e Ponteiras
- Dispensadores
- Centrífugas
- Medidores de pH e multiparâmetros
- Consumíveis Plásticos Nunc e Nalgene



- Placas Petrifilm para análises rápidas de microbiologia: Contagem total de bactérias, Coliformes Totais, *E.coli*, Enterobactérias, *S.aureus*, Bolores e Leveduras, Salmonella, Listeria ambiental e Bactérias Ácido Láticas
- Equipamento MDS: testes rápidos para detecção de patógenos
- Monitoramento de higiene em superfície (por ATP) e detecção de alergênicos
- Sacos com esponja para amostragem ambiental e de carcaças
- Diluentes prontos (estéreis) e Swabs com diluentes estéreis



A Whatman faz parte do portfólio de produtos da Cytiva, uma empresa do grupo Danaher, e atua no mercado há mais de 250 anos, fornecendo soluções confiáveis para laboratórios, contribuindo em pesquisas fundamentais para melhorias nas mais diversas indústrias.

- Fibra de Vidro e Fibra de Quartzo
- Papel Filtro Qualitativo, Quantitativo e Especiais
- Membranas e Sistemas de Filtração
- Filtro Seringa e Vials com Filtro
- Cartucho de Extração de Papel pH



HACH LAB INSTRUMENTS & CHEMISTRIES

- Espectrofotômetros Visível (DR3900) e UV/VIS (DR6000)
- Colorímetros Portáteis Multiparâmetros (DR900) e de Parâmetro Único (DR300)
- Kits de comparação Visual
- Reagentes colorimétricos padronizados e prontos para uso em conformidade com o GHS-BPT. Podem ser utilizados para acreditação de metodologias pela ISO17025.
- Reator para Digestão de Amostras de DQO, N, P, e TOC (DRB200)
- Medidor de DBO Respirométrico (DBOTrak II)
- Turbidímetro Portátil (2100Q), de Bancada (série TL23) e para medição de faixa ultra baixa (TU5200) nas versões EPA e ISO



HACH ELETROQUÍMICA

- Titulador Automático para os parâmetros alcalinidade, dureza, acidez, cloreto, Fos/Tak, KF, dentre outros
- Medidores Multiparâmetros portáteis da nova série HQ
- Medidores multiparâmetros de bancada
- Sondas Robustas e Padrão
- Análise de DBO e OD por luminescência



A McCrometer desenvolve medidores de vazão de precisão para as aplicações mais exigentes da indústria de medição de líquidos, vapor e gás.

Medidor de vazão por pressão diferencial:

Sem necessidade de trecho reto. Não requer manutenção por pelo menos 20 anos e exatidão de +/- 0,5%



V-CONE

Medidores magnéticos:

flexibilidade de alimentação por baterias com duração de até 5 anos.



FPI MAG



SPI MAG



DURA MAG



O OTT HydroMet fornece soluções para água e clima com aplicações em meteorologia, hidrologia e energia solar.



Soluções HYDROLAB com sondas de monitoramento contínuo e portátil para os parâmetros:

- | | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| • Temperatura | • Condutividade | • Turbidez |
| • Profundidade | • pH | • Cloreto |
| • ORP | • Nitrato | • Clorofila |
| • Salinidade | • Amônia | • Cianobactérias |
| • OD | | |



SUTRON soluções em, telemetria e softwares e dataloggers.



SATLINK 3 LITE



SUTRON XLINK 100/500



Kipp & Zonen medições de longo prazo e confiáveis da radiação solar, para aplicações em energias renováveis, climatologia, recursos hidrológicos e agricultura.



Lufft desenvolve e produz sensores meteorológicos inteligentes e sistemas profissionais para medição de clima e meio ambiente.

ANALISADORES DE PROCESSO

Soluções em instrumentação analítica de processo para líquidos.

Analísadores contínuos para processos:

- Amônia
- Coagulante
- Condutividade
- Cloraminas
- Cloro
- Dióxido de cloro
- DQO
- Dureza
- Fosfato
- Flúor
- Nitrato
- Oxigênio dissolvido
- pH
- Sílica
- Sódio
- TOC (Carbono Orgânico Total)
- Turbidez



SC4500



CL17SC



5500SC



BIOTECTOR



ORBISPHERE



Be Right™

SUA SOLUÇÃO COMPLETA ANALISADORES ONLINE SÉRIE EZ

Os analisadores online da série EZ da Hach® colorimétricos, voltamétricos, íon seletivo e por titulação para a medição de mais de 100 parâmetros químicos, fornecem uma solução para monitorar continuamente os parâmetros que são críticos.

- Alumínio
- Amônio
- Boro
- Cianeto
- Cobre
- Cromo
- DQO
- Dureza
- Fenol
- Ferro
- Fosfato
- Fósforo
- Níquel
- Nitrato
- Nitrito
- Sulfato
- TOC
- Zinco



VAZÃO & AMOSTRADORES

SOLUÇÕES FLEXÍVEIS PARA OS DESAFIOS DE MONITORAMENTO DE FLUXO E AMOSTRAGEM

Nossos **medidores de vazão** são o elo entre coletar dados de vazão em canais abertos e transmiti-los.



FLO-DAR
Detecção de fluxo sem contato



FL 900
Grau de proteção IP68 e portátil



FL 1500
Controlador fixo com display e várias opções de comunicação

Os **amostradores automáticos de água** atendem uma ampla variedade de aplicações, para amostragem composta e sequencial e de fácil programação.

Amostradores Automáticos AS950:



Refrigerado



Portátil



Todos os climas



A Aquatic Informatics fornece soluções de software para gerenciamento de dados, análise e conformidade para a indústria de água.



A Trojan Technologies fornece soluções de desinfecção UV ecoeficientes para:

- Tratamento de águas residuais municipais, água potável e contaminantes ambientais;
- Desinfecção de efluentes e eliminação de parasitas em água potável;
- Oxidação de contaminantes como MIB, geosmina, fármacos e pesticidas;
- Sistemas com limpeza automática - física e química.



Os sistemas Aquafine de desinfecção UV são usados em aplicações industriais para inativação microbiana, redução de TOC, redução de cloro e cloramina:

- Inativa parasitas resistentes ao cloro como Giardia e Cryptosporidium;
- Efeito Imediato: Inativação em segundos;
- Inofensivo ao Meio Ambiente: Não cria subprodutos indesejáveis;
- Processo Seguro: Não utiliza produtos químicos tóxicos ou perigosos.

HEXIS

CIENTÍFICA

Uma empresa do grupo

 **DANAHER**

A Hexis pertence a **Water Quality Platform**



Authorized Distributor

MyHEXIS

Conheça o MyHexis, o site de compras da Hexis Científica, criado para simplificar e agilizar seu processo de compras.

- Portfólio Completo com informações detalhadas de produtos e disponibilidade de estoque;
- Acesso 24 horas por dia, navegue a qualquer momento.
- Preços disponíveis online, você pode gerar sua própria cotação;
- Emissão e acompanhamento de seu pedido de forma segura;
- Informações sobre estoque e disponibilidade de produto;
- Possibilidade de camadas de aprovação: solicitante e aprovador;

PARCELE SUAS COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 5X*

Utilize cartão de crédito em suas compras na Hexis e garanta um processo mais ágil, uma vez que não necessita de análise de crédito, seu pedido será finalizado ainda mais rápido.

*Para pedidos acima de R\$ 1.000,00
Demais pedidos, parcela única.

As compras em cartão de crédito agora ficaram mais fáceis!

Você agora pode cadastrar seu cartão de crédito para utilizar em seus pagamentos, diretamente pela internet através de uma interface totalmente segura!

